

# MARCHER



Les cannes  
Les cannes spéciales  
Les cannes multipodes  
Les accessoires de cannes  
Les déambulateurs



Eligible à un remboursement total



Eligible à un remboursement partiel



Disponible à la vente



Disponible à la location



Top des ventes



Coup de coeur



Produit éco



Produit bariatrique



Fabrication Française




# LES AIDES À LA MARCHÉ



## Info+

Le choix d'une aide à la marche peut être une décision de long terme. Elle doit faire intervenir plusieurs évaluations notamment au niveau de l'état physique du patient. Il faut déterminer le niveau d'aisance du patient dans sa démarche sans aide, son degré d'équilibre, et enfin son tonus ou sa force physique actuelle. Des questions plus précises permettront d'identifier des particularités d'usage (déplacements fréquents, besoin de repos périodiques, etc...). Enfin la question du coût et de la durée d'usage doit aussi entrer en ligne de compte. Les déambulateurs disposent d'un LPP à la location et à la vente, mais celui-ci est un tarif unique et ne couvre que le cadre de marche et le rollator 2 roues.

## QUELLE AIDE À LA MARCHÉ ?





## A • CANNE ANGLAISE ALUMINIUM

Canne anglaise légère et réglable en hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg  
Hauteur réglable de 71 à 98 cm



## B • CANNE ANGLAISE DE COULEUR

Canne anglaise légère et réglable en hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg  
Hauteur réglable de 71 à 98 cm



## C • CANNE ANGLAISE DE CONFORT

Canne anglaise avec renfort en mousse au niveau de la poignée et de l'appui pour plus de confort d'utilisation.

Poids maxi utilisateur : 140 kg  
Hauteur réglable de 77 à 98 cm



## D • CANNE ANGLAISE ENFANT

Canne pour enfants. Ses couleurs attrayantes et le réglage de la poignée satisferont tous les besoins.

Poids maxi utilisateur : 100 kg  
Hauteur réglable de 55 à 77 cm



## E • CANNE ANGLAISE BARIATRIQUE

Canne anglaise renforcée spécialement conçue pour usage bariatrique.

Poids maxi utilisateur : 180 kg  
Hauteur réglable de 76 à 106 cm



## F • BÉQUILLE

Tube dural poli, crosse moulée, tube de réglage sans sabot avec embout canne 20 mm. Poignée en matière plastique.

Hauteur aisselle /sol : 105/140



### MODÈLE D'ORDONNANCE



« Achat d'une paire de cannes anglaise. »  
« Achat d'une paire de béquilles. »

### Info+

*On doit bien distinguer la canne anglaise de la béquille... Les deux produits correspondent à deux LPP différentes. Globalement, la canne anglaise est à privilégier pour des raisons de confort et de praticité, mais la béquille est une option intéressante pour les patients ayant des problèmes au niveau du poignet ou de l'avant bras.*



# LES CANNES SPÉCIALES


## A • CANNE BOIS

Modèles esthétiquement très raffinés, mais également d'une résistance optimale au temps.

Modèle poignée en T (P252/257) : 90 ou 100 cm  
 Modèle poignée courbe (P253) : 90 cm  
 Modèle poignée courbe et T (P254) : 90 cm  
 Modèle poignée en T bambou (P270) : 90 cm  
 Poids maxi utilisateur : 100 kg

### MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne en bois verni. »



## B • CANNE RÉGLABLE POIGNÉE T

La canne aluminium est légère et économique. Existe en noire.

Poids maxi utilisateur : 90 kg  
 Hauteur réglable de 80 à 97 cm



## C • CANNE PLIANTE

Canne pliante noire, réglable en hauteur avec étui, poignée magnot.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm  
 Poids maxi utilisateur : 100 kg



## D • CANNE SIÈGE

Canne en métal, siège en proplène.

Poids maxi utilisateur : 80 kg  
 Hauteur : 84 cm  
 Hauteur d'assise : 50 cm



## E • CANNE ANATOMIQUE

Poignée conçue pour une meilleure préhension. Existe en version droitier ou en version gaucher. Tube noir.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm  
 Poids maxi utilisateur : 110 kg



### MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne métallique réglable. »



## F • CANNE À MOTIFS

Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d'un grand confort dans l'utilisation. La bague de serrage antibruit apporte un confort supplémentaire.

Hauteur réglable de 72 à 94 cm  
 Poids maxi utilisateur : 110 kg



Black and white



Cashmere Fantaisie



Cashmere Pastel



Flore



Indira



# LES CANNES MULTIPODES



## A • CANNE TRIPODE

Améliore la stabilité.  
Usage droitier ou gaucher.  
Existe en poignée col de cygne ou poignée en T.

Poids maxi utilisateur : 90 kg  
Hauteur réglable : 68/92 (T) , 77/90 (cygne)



## B • CANNE QUADRIPODE

Stabilité maximum.  
Usage droitier ou gaucher.

Poids maxi utilisateur : 90 kg  
Hauteur réglable de 78 à 90 cm



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne quadripode. »



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne tripode. »



# LES ACCESSOIRES DE CANNES

## C • EMBOUTS DE CANNE ANGLAISE

16/17-embase 35  
19/20-embase 35  
18 - embase 40  
19 - embase 40  
19/20 -embase 45



## D • EMBOUTS DE CANNE SPÉCIAL GLACE

Permet une meilleure accroche sur neige ou verglas.  
S'adapte sur toutes cannes de diamètre 19/22mm.



## E • DRAGONNE

Se passe autour du poignet pour pouvoir lâcher la canne sans la laisser tomber.



## F • ACCROCHE-CANNE

En plaçant l'accroche canne sur un plan horizontal, la canne est bloquée et repose au sol.  
Un accessoire indispensable pour tout utilisateur de cannes.





MARCHER

# LES DÉAMBULATEURS

## A • CADRE DE MARCHÉ FIXE TRADITIONNEL

Léger et robuste, ce cadre de marche assure maniabilité et stabilité.

Poids : 2,9 kg  
Réglable en hauteur de 80 à 88 cm  
Largeur : 50 cm  
Poids maxi utilisateur : 100 kg



## B • CADRE DE MARCHÉ PLIANT CONFORT

Système de pliage pour transport facilité. Poignée confort.

Poids : 2,8 kg  
Réglable en hauteur de 77 à 95 cm  
Largeur : 62 cm  
Poids maxi utilisateur : 135 kg



### MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un déambulateur + type.»  
ou «Location d'un déambulateur + type pour une durée de ... mois + forfait livraison.»



## C • CADRE DE MARCHÉ PLIANT 4 POIGNÉES

Deux poignées supplémentaires offre une meilleure préhension. Déambulateur pensé pour favoriser le lever.

Notamment utile pour se lever des WC.

Poids : 2,8 kg  
Réglable en hauteur de 79 à 92 cm  
Largeur : 55 cm  
Poids maxi utilisateur : 120 kg



## D • CADRE DE MARCHÉ ARTICULÉ PLIANT

Le cadre se tord afin d'accompagner la marche. Idéal pour les démarches lentes et précautionneuses.

Poids : 2,8 kg  
Réglable en hauteur de 78 à 90 cm  
Largeur : 56 cm  
Poids maxi utilisateur : 100 kg



### Info+

Le terme courant de « déambulateur » est employé pour désigner plusieurs produits bien différents. On distingue ainsi le cadre de marche qui est « fixe » (sans roulettes) et le rollator qui peut posséder 2, 3 ou 4 roues. Toutefois, il est à noter qu'au regard de l'assurance maladie, il n'existe pas de différence dans le remboursement de ces familles de produits que ce soit à la location ou à l'achat.

## E • ROLLATOR 2 ROUES AIR



Conçu dans une recherche de légèreté (2,2 kg deux fois plus légers que ses concurrents). Roues larges pour la stabilité.

Poids : 2,2 kg  
Réglable en hauteur de 85 à 91 cm  
Largeur hors tout : 49,5 cm  
Poids maxi utilisateur : 100 kg

## F • ROLLATOR 2 ROUES ECO



Idéal pour le déplacement. Poignées anatomiques réglables en hauteur pour une bonne tenue. Faible encombrement. Livré avec un siège en mousse.

Poids : 5 kg  
Réglable en hauteur de 78,5 à 94,5 cm  
Largeur hors tout : 65 cm  
Poids maxi utilisateur : 100 kg

## G • ROLLATOR 2 ROUES ACTIO 2



Déambulateur compact, idéal pour les espaces exigus. Assise rembourrée confortable.

Poids : 5 kg  
Réglable en hauteur de 74 à 100 cm  
Largeur hors tout : 55 cm  
Poids maxi utilisateur : 130 kg



# LES DÉAMBULATEURS



## H • ROLLATOR 3 ROUES MADRID

Rollator 3 roues pour une grande maniabilité.  
Pour un usage intérieur/ extérieur.  
Moins stable qu'un modèle à 4 roues.

Poids : 7,69 kg  
Réglable en hauteur de 84.5 à 94.5 cm  
Largeur hors tout : 61 cm  
Poids maxi utilisateur : 130 kg



## I • ROLLATOR 4 ROUES MIGO

Configuration sur 4 roulettes idéale pour déplacement facilité en perte de tonus.  
Panier de transport.  
Assise possible, idéal pour le repos lors d'une promenade.

Poids : 9,1 kg  
Réglable en hauteur de 80 à 100 cm  
Largeur : 62 cm  
Poids maxi utilisateur : 130 kg



## J • ROLLATOR 4 ROUES MODELITO XTRA

Rollator 4 roues ultra-léger conçu pour un usage polyvalent intérieur/ extérieur.  
Poignées et freins anatomiques.  
Assise confortable.  
Livré avec sacoche amovible.  
Pliage selon deux axes, dimensions plié: 83x28x30.5 cm, idéal pour le transport.

Poids : 7,14 kg  
Réglable en hauteur de 79 à 91 cm  
Largeur : 63 cm  
Poids maxi utilisateur : 136 kg



## K • ROLLATOR 4 ROUES DOLOMITE JAZZ

Rollator design innovant ultra léger, maniable, stable  
Large panier de transport.  
Assise confort.

Poids : 7.8 kg  
Réglable en hauteur de 75 à 100 cm  
Hauteur d'assise 61 cm  
Largeur maximum : 59,5 cm  
Profondeur : 69 cm  
Poids maxi utilisateur : 150 kg



## L • ROLLATOR 4 ROUES XXL

Rollator 4 roues pour patient bariatrique.  
Large empreinte au sol offrant une grande stabilité et sécurité.

Poids : 9,5 kg  
Réglable en hauteur de 82 à 97 cm  
Largeur hors tout : 73 cm  
Largeur assise : 45 cm  
Poids maxi utilisateur : 180 kg





MARCHER

